



# Catálogo de productos



## Radiología

**RX**LINE®

**MEDAX**  
medical devices

cardiomed 



# Agujas de tejido blando

## MEDGUN + UNIGUN

### MEDGUN - Pistola

- Peso ligero (220 gr).
- Uso con una sola mano.
- Interruptor de seguridad activado automáticamente.
- Profundidad de penetración regulable (15/22 mm).
- Gatillo de disparo único.

### UNIGUN - Aguja

- Tratamiento ecogénico para procedimientos guiados por ultrasonido.
- Marcas en centímetros.
- Puede usarse con aguja coaxial.
- Disponible en punta Trocar.



Diámetros	Longitudes (mm)
14G	100-160
16G	100-200
18G	100-160-200-250

## MEDONE

### Aguja automática

- Uso con una sola mano.
- Profundidad de penetración de 22 mm.
- Gatillo de doble disparo en posición proximal y distal.
- Tratamiento ecogénico para procedimientos guiados por ultrasonido.
- Marcas en centímetros y tope deslizante opcional.
- Disponible en punta Trocar.



Diámetros	Longitudes (mm)
14G	100-160
16G	100-160
18G	100-160-200-250

## MEDEASY

### Aguja semiautomática

- Profundidad de penetración regulable (10/20 mm).
- Tratamiento ecogénico para procedimientos guiados por ultrasonido.
- Marcas en centímetros y tope deslizante opcional.
- Disponible en punta Espada.



Diámetros	Longitudes (mm)
14G	100-160
16G	100-160
18G	100-160-200-250
20G	100





## COAXIAL

### Aguja introductora

- Tratamiento ecogénico para procedimientos guiados por ultrasonido.
- Marcas en centímetros y tope deslizante opcional.
- Punta de trocar estándar.
- Compatible con MEDONE, UNIGUN, MEDEASY.

Aguja	Coaxial
14Gx100mm	13Gx50mm
14Gx160mm	13Gx110mm
16Gx100mm	15Gx50mm
16Gx160mm	15Gx110mm
18Gx100mm	17Gx50mm
18Gx160mm	17Gx110mm

## ARPÓN SINUREP

### Aguja de localización

- Disponible en configuración de cable de GANCHO SIMPLE.
- Tratamiento ecogénico para procedimientos guiados por ultrasonido.
- Marcas en centímetros y tope deslizante.



Diámetros	Longitudes (mm)
20G	100

## CHIBA

### Aguja fina de aspiración

- Conector Luer Lock transparente.
- Cánula afilada para una inserción y penetración segura e indolora.
- Tratamiento ecogénico externo para un correcto posicionamiento bajo guía ecográfica.
- Marcas en centímetros y tope deslizante.



Diámetros	Longitudes (mm)
18G	150-200
20G	200
22G	200

## FRANSEEN

### Aguja fina de aspiración

- Conector Luer Lock transparente.
- Cánula afilada para una inserción y penetración segura e indolora.
- Tratamiento ecogénico externo para un correcto posicionamiento bajo guía ecográfica.
- Marcas en centímetros y tope deslizante.



Diámetros	Longitudes (mm)
22G	100





# Agujas de biopsia tejido duro



## HEMAX

### Aguja de biopsia y aspiración de médula ósea

- Mango ergonómico
- Disponible en punta: boca de pez.
- Cánula de extracción adicional opcional en forma de paleta "HM" (Paletta) o en forma de pinza "HF" (Forcella) para obtener la muestra de forma totalmente atraumática y segura.
- Conexión Luer Lock para jeringa.
- Guía extractora con indicadores para facilitar la expulsión de la muestra y comprobar su longitud.

Diámetros	Longitudes (mm)
8G	100
11G	100



## NEO OXUS

### Aguja de biopsia y aspiración de médula ósea

- Mango ergonómico.
- Disponible en punta: Boca de Pez.
- Conexión Luer Lock para jeringa.
- Guía extractora con indicadores para facilitar la expulsión de la muestra y comprobar su longitud.
- Con tapón especial para una extracción segura de la muestra.

Diámetros	Longitudes (mm)
11G	100



## PERFECTUS

### Aguja de aspirado de médula ósea

- Cánula con punta afilada para permitir una penetración no traumática, rápida y fácil en la cavidad de la médula ósea.
- Regulador de profundidad ajustable.
- Conexión Luer Lock para jeringa.

Diámetros	Longitudes (mm)
15G	020-045
16G	020



## HANDLEX

### Aguja de aspirado de médula ósea

- Mango ergonómico para un procedimiento cómodo y un agarre firme.
- Cánula con punta afilada para permitir una penetración no traumática, rápida y fácil en la cavidad de la médula ósea.
- Regulador de profundidad ajustable con mecanismo deslizante para ajustes rápidos y precisos.
- Conexión Luer Lock para jeringa.

Diámetros	Longitudes (mm)
15G	050-070





## CATÉTER DE DRENAJE PIG TAIL

### Técnica trocar

- Catéter hidrofílico.
- Cánula metálica rígida.
- Cánula trocar con punta diamante.
- Apósito de fijación de catéter.

### Medidas Disponibles:

Diámetro: 6F – 8F – 10F – 12F – 14F.

Longitud: 25cm – 35 cm.

**RXLINE**

## CATÉTER DE DRENAJE BILIAR

### Técnica Trocar

- Catéter hidrofílico con marca radiopaca.
- Cánula metálica rígida.
- Cánula trocar con punta diamante.
- Apósito de fijación de catéter.

### Medidas Disponibles:

Diámetro: 8F – 10F.

Longitud: 40 cm.

**RXLINE**

## KIT DE NEFROSTOMÍA - NK1

### Técnica seldinger

- Catéter hidrofílico.
- Cánula rígida y cánula flexible.
- Aguja introductora de 18gx20 cm.
- Guía teflonada de 0.035"x90 cm.
- Triaxial o intercambiador de guías.
- Set de dilatadores.
- Accesorios: apósito de fijación y bolsa hospitalaria.

### Medidas disponibles:

Diámetro: 8F – 10F / Longitud: 35 cm.

**RXLINE**

## KIT DE NEFROSTOMÍA - NK2

### Técnica micropunción


- Catéter hidrofílico de nefrostomía.
- Cánula rígida y cánula flexible.
- Aguja introductora de 21G x 15 cm.
- Guía hidrofílica de 0.018"x 80 cm.
- Guía teflonada de 0.035" x 90 cm.
- Triaxial o intercambiador de guías.
- Set de dilatadores.
- Accesorios: apósito / bolsa hospitalaria.

### Medidas disponibles:

Diámetro: 8F – 10F / Longitud: 35cm

**RXLINE**





**RXLINE**

## KIT DE DRENAJE BILIAR

Técnica: MICROPUNCIÓN

- Catéter hidrofílico con marca radiopaca.
- Cánula rígida.
- Cánula flexible.
- Aguja introductora de 21g x15 cm.
- Guía hidrofílica de 0.018"x80 cm.
- Guía teflonada de 0.035"x90 cm.
- Triaxial o intercambiador de guías.
- Set de dilatadores.
- Accesorios: apósito de fijación y bolsa hospitalaria.

Medidas disponibles:

Diámetro: 8F – 10F / Longitud: 40 cm.



**RXLINE**

## KIT DE MICROPUNCIÓN

Kit de acceso percutáneo

- Aguja Chiba 21gx15cm.
- Guía hidrofílica de 0.018"x80xcm.
- Guía teflonada de 0.035"x90cm.
- Set introductor 6FR x 18cm.

## BOLSA DE DRENAJE

AMBULATORIA

- Válvula para descarte de residuos.
- Tubo y conector luer lock.
- Sistema de fijación con velcro (tipo muslera).
- Llave de tres de vías.
- Capacidad de 800 ml.

HOSPITALARIA

- Válvula para descarte de residuos.
- Tubo y conector luer lock.
- Sistema de fijación sencillo.
- Capacidad de 800 ml.



**RXLINE**

## GUÍA DE NITINOL HIDROFILICA

Recubrimiento hidrofílico: reduce la fricción para facilitar el avance.

- Punta recta,
- Diámetro 0.035".
- Longitud 150cm.



**RXLINE**

**cardiomed**

Atención Clientes  
atencionclientes@cardiomed.com.co  
Cel: (+57) 3175139969  
(+57) 3175135292  
Tel: +57 (4) 604 1622 ext.105 - 109

Industrias Cardiomed SAS  
Carrera 42 # 54A - 71, Bodega 122  
Itagüí - Antioquia - Colombia  
Código postal 055412

